



# Coag L

KOMPAKTNI AUTOMATSKI KOAGULOMETAR  
ZA LABORATORIJE SREDNJEG KAPACITETA

[www.east-diagnostics.com](http://www.east-diagnostics.com)



## Automatizovani analizator za koagulaciju



### Ključne karakteristike:

- Mogućnost merenja optičkog zgrušavanja, imunoloških i hromogenih testova.
- 160 testova/sat
- Kalibracione krive za rutinske testove, D-dimer, automatsko razblaženje uzorka, mogućnost ponovnog pokretanja uzorka
- Algoritam filtriranja da bi se izbegla interferencija lipida
- Pozicije za reagense prilagođene da se maksimalno smanji mrtva zapremina.
- Ugrađeni bar-kod čitač za reagense i uzorke.
- STAT pozicija za hitne uzorke
- Maksimalni kapacitet aparata: 70 uzoraka / 500 kiveta

### Hardver:

- LCD ekran u boji, osetljiv na dodir 14 pozicija za hlađenje + 4 pozicije reagenasa
- Dvosmerna LIS konekcija

### Softver:

- Inovativni korisnički interfejs Višejezični softver
- Grafički prikaz kontrolne karte
- Proširen nivo pristupa korisnika i zaštita lozinkom

### Tehničke karakteristike:

Dimenzije: V 510 mm; Š 650 mm; D 750 mm

Težina: 80 kg

Napajanje: AC 100-250 V

Pristup podacima: 6 USB interface, network interface

Inkubacione pozicije: 37 °C ± 0,1 °C

Detekcija talasne dužine: 405 nm, 570 nm and 640 nm



Ovlašćeni distributer za Srbiju



Mike Alasa 19, 11000 Beograd  
[east-diagnostics.com](http://east-diagnostics.com)



Aplikativna podrška

**Aleksandra Bogdanović**

MSc Product specialist

**069 11 55 952**

[aleksandra.bogadnovic@east-diagnostics.com](mailto:aleksandra.bogadnovic@east-diagnostics.com)