



# CoagM

**AUTOMATSKI KOAGULOMETAR MALIH  
DIMENZIJA NAMENJEN ZA LABORATORIJE  
MANJIH KAPACITETA**



## Automatizovani instrument za koagulaciju



### Ključne karakteristike:

- Mogućnost merenja optičkog zgrušavanja, imunoloških i hromogenih testova
- 110 testova/sat
- Kalibracione krive za rutinske testove, D-dimer, automatsko razblaženje uzorka, mogućnost ponovnog pokretanja uzorka
- Algoritam filtriranja da bi se izbegla interferencija lipida
- Pozicije za reagense prilagođene da se maksimalno smanji mrtva zapremina
- Višestruka upotreba reagenasa
- Ugrađen bar-kod čitač za reagense i uzorke
- STAT pozicije za hitne uzorke
- Maksimalni kapacitet aparata: 40 uzoraka / 250 kiveta

### Hardver:

- Integrisani LCD ekran u boji, osetljiv na dodir
- 7 pozicija za hlađenje + 2 pozicije za reagense
- Dvosmerna LIS konekcija

### Softver:

- Inovativni korisnički interfejs Višejezični softver
- Grafički prikaz kontrolne karte
- Proširen nivo pristupa korisnika i zaštita lozinkom

### Tehničke karakteristike:

Dimenzije: V 860 mm; Š 650 mm; D 600 mm

Težina: 64 kg

Napajanje: AC 100-250 V

Pristup podacima: 4 USB interface, network interface

Inkubacione pozicije: 37 °C ± 0,1 °C

Detekcija talasne dužine: 405 nm, 570 nm and 640 nm



Ovlašćeni distributer za Srbiju



Mike Alasa 19, 11000 Beograd  
[east-diagnostics.com](http://east-diagnostics.com)



Aplikativna podrška

**Aleksandra Bogdanović**

MSc Product specialist

**069 11 55 952**

[aleksandra.bogadnovic@east-diagnostics.com](mailto:aleksandra.bogadnovic@east-diagnostics.com)