



Coag **S**

POC instrument za određivanje INR analize

- ◆ Optički princip merenja
- ◆ Visoko osetljivi rekombinantni tromboplastin se koristi kao reagens
- ◆ Malih dimenzija, kompatibilan, lako prenosiv



POINT-OF-CARE instrument za određivanje INR-a iz pune krvi

Ključne karakteristike:

- Skринing INR test za profesionalne korisnike
- Kompaktan dizajn veoma malih dimenzija
- Dovoljna jedna kap kapilarne krvi kao uzorak
- Izuzetna korelacija sa INR rezultatima automatskih koagulometara
- Skринing test za kapilarnu, punu krv i vensku plazmu
- Pipeta za precizno uzimanje uzorka i doziranje reagensa
- Kivete za merenje

Hardware:

- Jedan temperirani merni kanal
- Ekran osetljiv na dodir
- Rad na baterije
-

Softver:

- Inovativni korisnički interfejs
- Mogućnost skladištenja 1000 rezultata
- Prikaz rezultata kontrola



Ovlašćeni distributer za Srbiju



Mike Alasa 19, 11000 Beograd
east-diagnostics.com



Aplikativna podrška

Aleksandra Bogdanović

MSc Product specialist

069 11 55 952

aleksandra.bogadnovic@east-diagnostics.com