



PREGLED INSTRUMENATA ZA KOAGULACIJU



diagon.com
east-diagnostics.com

Coag2D

KOAGULACIONI ANALIZATOR MALIH DIMENZIJA SA OPCIJOM MERENJA KOAGULACIONIH, HROMOGENIH I IMUNOTURBIDIMETRIJSKIH TESTOVA

Ključne karakteristike:

- 2 merne pozicije
- 2 pozicije za reagense (2 mL, 5mL)
- 4 inkubacione pozicije
- Koagulacioni skrining testovi
- Kvantitativno D-dimer merenje
- Merenje AT-III aktivnosti
- Prikaz QC rezultata
- Podržava unošenje kalibracione krive od strane proizvođača
- Jednostavno održavanje
- Kapacitet skladištenja 1000 rezultata



Elementi sistema:

- 2 pozicije za reagense sa termometrom i magnetnim mešanjem
- Ekran osetljiv na dodir
- Inovativan korisnički interfejs
- Malih dimenzija, jednostavan za upotrebu

Coag4D

POLUAUTOMATSKI ANALIZATOR ZA KOAGULACIONE TESTOVE

MOGUĆNOST MERENJA KOAGULACIONIH, HROMOGENIH I IMUNOTURBIDIMETRIJSKIH TESTOVA

Ključne karakteristike:

- 4 merne pozicije (2 paralelna ili 4 posebna testa)
- Kompletni koagulacioni testovi (Skrining testovi, Faktori, Inhibitori ili dodatak testa korisnika)
- Mogućnost merenja D-dimer analize
- Merenje AT-III analize
- Ekran osetljiv na dodir
- Inovativni korisnički interfejs
- Vizuelno navođenje aparata za olakšanu upotrebu
- Prikaz kontrolnih vrednosti
- Mogućnost postavljanja 20 kiveta na pozicije za predinkubaciju



Elementi sistema:

- 2 pozicije sa termostatom za reagense, obe sa magnetnim mešanjem
- Mogućnost štampanja rezultata direktno sa aparata
- 2 USB priključka za menjanje softvera ili skladištenje podataka
- Detekcija talasne dužine od 405 nm, 570 nm i 640 nm

Coag S

POINT-OF-CARE INSTRUMENT ZA ODREĐIVANJE INR-A IZ PUNE KRVI

- OPTIČKI PRINCIP MERENJA
- VISOKO OSETLJIVI REKOMBINANTNI TROMBOPLASTIN SE KORISTI KAO REAGENS
- MALIH DIMENZIJA, KOMPATIBILAN, LAKO PRENSIV

Ključne karakteristike:

- Skrining INR test za profesionalne korisnike
- Kompaktan dizajn veoma malih dimenzija
- Dovoljna jedna kap kapilarne krvi kao uzorak
- Izuzetna korelacija sa INR rezultatima automatskih koagulometara
- Skrining test za kapilarnu, punu krv i vensku plazmu
- Pipeta za precizno uzimanje uzorka i doziranje reagensa
- Kivete za merenje

Hardware:

- Jedan temperirani merni kanal
- Ekran osetljiv na dodir
- Rad na baterije

Softver:

- Inovativni korisnički interfejs
- Mogućnost skladištenja 1000 rezultata
- Prikaz rezultata kontrola



Coag M

AUTOMATSKI KOAGULOMETAR MALIH DIMENZIJA NAMENJEN ZA LABORATORIJE MANJIH KAPACITETA

Ključne karakteristike:

- Mogućnost merenja optičkog zgrušavanja, imunoloških i hromogenih testova
- 110 testova/sat
- Kalibracione krive za rutinske testove, D-dimer, automatsko razblaženje uzorka, mogućnost ponovnog pokretanja uzorka
- Algoritam filtriranja da bi se izbegla interferencija lip
- Pozicije za reagense prilagođene da se maksimalno
- Višestruka upotreba reagenasa
- Ugrađen bar-kod čitač za reagense i uzorke
- STAT pozicije za hitne uzorke
- Maksimalni kapacitet aparata: 40 uzoraka / 250 kive

Hardver:

- Integrisani LCD ekran u boji, osetljiv na dodir
- 7 pozicija za hlađenje + 2 pozicije za reagense
- Dvosmerna LIS konekcija

Softver:

- Inovativni korisnički interfejs Višejezični softver
- Grafički prikaz kontrolne karte
- Proširen nivo pristupa korisnika i zaštita lozinkom



V 86 x Š 65 x D 60 cm
64 kg



KOMPAKTNI AUTOMATSKI KOAGULOMETAR ZA LABORATORIJE SREDNJEG KAPACITETA



Ključne karakteristike:

- Mogućnost merenja optičkog zgrušavanja, imunoloških i hromogenih testova.
- 160 testova/sat
- Kalibracione krive za rutinske testove, D-dimer, automatsko razblaženje uzorka, mogućnost ponovnog pokretanja uzorka
- Algoritam filtriranja da bi se izbegla interferencija lipida
- Pozicije za reagense prilagođene da se maksimalno smanji mrtva zapremina.
- Ugrađeni bar-kod čitač za reagense i uzorke.
- STAT pozicija za hitne uzorke
- Maksimalni kapacitet aparata: 70 uzoraka / 500 kiveta

Hardver:

- LCD ekran u boji, osetljiv na dodir 14 pozicija za hlađenje + 4 pozicije reagenasa
- Dvosmerna LIS konekcija

Softver:

- Inovativni korisnički interfejs Višejezični softver
- Grafički prikaz kontrolne karte
- Proširen nivo pristupa korisnika i zaštita lozinkom

V 51 x Š 65 x D 75 cm
80 kg

Coag XL

AUTOMATSKI KOAGULOMETAR POGODAN ZA LABORATORIJE VEĆEG KAPACITETA



- 44 pozicije za reagense sa hlađenjem
- 8 pozicija za kontrole/kalibratore ili hitne uzorke
- Različiti principi merenja:
 - fotometrija 405 nm
 - turbidimetrija 570 nm
 - nefelometrija 640nm
- Kapacitet uzorkovanja: 300 PT testova/sat, 170 PT + APTT testova/ sat
- Kapacitet skladištenja 1.000.000 rezultata i kontrolnih parametara
- Ugrađen bar-kod čitač i mogućnost manuelnog unošenja podataka takođe
- Ekran osetljiv na dodir
- Inovativan korisnički interfejs
- Senzori za praćenje nivoa tečnosti

V 60 x Š 90 x D 100 cm
85 kg



Distribucija



Mike Alasa 19, Beograd
office@east-diagnostics.com



Aplikativna podrška

Aleksandra Bogdanović
MSc Product specialist
069 11 55 952
aleksandra.bogadnovic@east-diagnostics.com



Uputstva za upotrebu

youtube.com/@EastDiagnosticsMarketing