

ELISA

Zlatni standard
u laboratorijskoj dijagnostici

PREGLED



Jednostavan



Širok portfolio




Automatizovan



Lak za upotrebu



Precizan



Semikvantitativni
i kvantitativni rezultati


Rutinska dijagnostika

ELISA je jedna od standardnih i najpouzdanijih seroloških metoda. U TestLine-u je koristimo za detekciju antitela u dijagnostici infektivnih i autoimunih bolesti. Tradicionalni format sa 96 bunarića nudi jednostavnost i pouzdanost tokom ručne i automatizovane obrade. Prilagodljivost je jedna od glavnih prednosti, koja omogućava da se ELISA koristi u malim i velikim laboratorijama. Širok portfolio dijagnostičkih kitova i automatizovanih analizatora donosi najviši kvalitet u svakodnevnoj upotrebi.




Jednostavna obrada

U našim kitovima se koriste dve različite ELISA metode. Sandwich metoda, koja se široko koristi i prihvaćena je za serološke testove, neophodna je za većinu kitova. Capture ELISA se koristi za testove na toksoplazmu kako bi se postigao još bolji učinak i garantovao ispravan rezultat.



Avidnost

Važan deo serologije je određivanje stadijuma bolesti. Određivanjem aviditeta moguće je razlikovati ranu i kasnu fazu infekcije ili čak ponovnu infekciju.



Tok rada i automatizacija

ELISA kitovi se nude u dve verzije: obična EIA, koja se može koristiti za ručnu i automatizovanu obradu na konvencionalnim analizatorima.

EIA kit Automatizovana obrada



SmartEIA, specijalno dizajniran za obradu na Agility® analizatoru, takođe pogodan za ručnu obradu ako je potrebno.

SmartEIA kit Automatizovana obrada



Portfolio

Dijagnostički kitovi su namenjeni za profesionalnu upotrebu u laboratoriji.



INFEKTIVNA SEROLOGIJA – Bakteriologija i mikologija

<i>Aspergillus</i>	<i>Chlamydia</i>	<i>Tetanus</i>
<i>Bordetella</i>	<i>Helicobacter</i>	<i>Treponema</i>
<i>Borrelia</i>	<i>Legionella</i>	<i>Yersinia</i>
<i>Brucella</i>	<i>Mycoplasma</i>	
<i>Candida</i>	<i>Pneumococcus</i>	

INFEKTIVNA SEROLOGIJA – Parazitologija

<i>Echinococcus</i>	<i>Schistosoma</i>	<i>Toxoplasma</i>
<i>Leishmania</i>	<i>Toxocara</i>	

INFEKTIVNA SEROLOGIJA – Virologija

Adenovirus	Influenca	Respiratorni sincicijalni virus
Citomegalovirus	Male boginje	Rubeola
SARS-CoV-2	Zauške	Krpeljni encefalitis
Epstein-Barr virus	Parainfluenca	Varičela zoster virus
Herpes simpleks virus	Parvovirus B19	

IMUNOLOGIJA – Autoimunitet

ENA		
-----	--	--

IMUNOLOGIJA – Reumatologija

Reumatoidni faktor	Ciklični citrulinisani peptid	
--------------------	-------------------------------	--

IMUNOLOGIJA – Intolerancija na hranu

Celijakija	Mleko	Saccharomyces
Deamidirani gliadin	Transglutaminaza	

VETERINARSKA DIJAGNOSTIKA



TestLine Clinical Diagnostics Ltd.

Krizikova 68, 612 00 Brno, Czech Republic
+420 549 121 203
sales@testlinecd.com
www.testlinecd.com



Kompanija je sertifikovana prema standardima sistema kvaliteta ISO 9001 i ISO 13485 za in vitro dijagnostiku.