


Microblot- Array

Multipleks dijagnostika u
formatu mikrotitarske
ploče

PREGLED




Multipleks testiranje



ELISA-kompatibilno



Efikasno



Kvantitativni rezultati



Jednostavan softver za korišćenje



Saznajte više

Multipleks dijagnostika


Microblot-Array je imunoblot array u bunariću formata mikrotitarske ploče dizajniran za efikasnu multipleks dijagnostiku. Donosi visoku propusnost ELISA metode za BLOT testiranje.

Analitički Test Line-ov softver u kombinaciji sa Microblot-Array čitačem donosi kompleksnu sliku analize, uključujući procenu rezultata i povezanost sa LIS-om.

Toliko toga da se otkrije – u jednom bunariću.

do 5 BLOT testova

u jednom ELISA bunariću



Inovacija je deo našeg portfolija.


<u>Panel</u>	<u>Uključeni parametri</u>	<u>Očekivana dostupnost</u>
Atipične respiracije	Mycoplasma pneumoniae, Bordetella, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila	2022
Gastrointestinalne bolesti	Helicobacter pylori, Yersinia enterocolitica, Autoimmune gastrointestinal diseases	2022
Bolesti jetre-bubrega	Autoimuni hepatitis, primarna bilijarna ciroza	2022
Autoimune neurološke bolesti	Paraneoplastični sindromi, limbički encefalitis	2023
Herpetične infekcije	EBV, CMV, HSV, VZV, HHV-6	2023

4 koraka, bezbroj opcija.

1

Otpakujte


Kit je spreman za upotrebu, nije potrebno razblaživanje.



2

Sastavite

Do 96 različitih testova na jednoj ploči zahvaljujući lomljivim bunarićima.



3

Obradite

Automatska ili ručna obrada sa standardnom ELISA rutinom



4

Analizirajte

Sveobuhvatna procena sa namenskim MBA čitačem i softverom



Portfolio.

Jedinstven sastav, sveobuhvatna dijagnostika.



Dijagnostički kitovi su namenjeni za profesionalnu upotrebu u laboratoriji.

AUTOIMUNITET

<u>Kod</u>	<u>Proizvodi</u>	<u>Br. testova</u>
ANApMA96	Microblot-Array ANA plus*	96

*Proverite dostupnost u vašoj zemlji.

INFEKTIVNA SEROLOGIJA

<u>Kod</u>	<u>Proizvodi</u>	<u>Br. testova</u>
BpAMA48	Microblot-Array Bordetella IgA	48
BpGMA48	Microblot-Array Bordetella IgG	48
BpMMA48	Microblot-Array Bordetella IgM	48
BGMA096	Microblot-Array Borrelia IgG	96
BMMA096	Microblot-Array Borrelia IgM	96
CoVAMA96	Microblot-Array COVID-19 IgA	96
CoVGMA96	Microblot-Array COVID-19 IgG	96
CoVMMA96	Microblot-Array COVID-19 IgM	96
EBAMA96	Microblot-Array EBV IgA	96
EBGMA96	Microblot-Array EBV IgG	96
EBMMA96	Microblot-Array EBV IgM	96
HpAMA48	Microblot-Array Helicobacter IgA	48
HpGMA48	Microblot-Array Helicobacter IgG	48
CAMA096	Microblot-Array Chlamydia IgA	96
CGMA096	Microblot-Array Chlamydia IgG	96
MyAMA48	Microblot-Array Mycoplasma IgA	48
MyGMA48	Microblot-Array Mycoplasma IgG	48
MyMMA48	Microblot-Array Mycoplasma IgM	48
YAMA048	Microblot-Array Yersinia IgA	48
YGMA048	Microblot-Array Yersinia IgG	48



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Křižíkova 68, 612 00 Brno, Czech Republic
 +420 549 121 259 | +420 541 243 390
 sales@testlinecd.com
 www.testlinecd.com



Kompanija je sertifikovana prema standardima sistema kvaliteta ISO 9001 i ISO 13485 za in vitro dijagnostiku.